

iRest® ■ ■ ■
Spitman Co.

با آیرست لحظاتی را مهمان شادابی باشید

دفترچه راهنمای مسندلی ماساژور مدل SL - A11



SL - A11 massage chair

راهنمای استفاده از سندلی ماساژ

با تشکر از حسن انتخاب شما در انتخاب این محصول خواهشمندیم این دفترچه راهنما را پیش از استفاده از این دستگاه به دقت مطالعه نمایید تا با نحوه کار با آن آشنا شوید.

همچنین توصیه می‌کنیم به نکات ایمنی ذکر شده در این دفترچه توجه کافی را مبذول نمایید و نیز دفترچه راهنما را برای استفاده‌های بعدی در دسترس خود قرار دهید نکته: شرکت ما حق ایجاد هر گونه تغییر در طراحی و سایر تغییرات را دارد بنابراین رنگ‌هایی که در اینجا مشاهده می‌کنید، لزوماً رنگ‌های واقعی محصول نمی‌باشند.

فهرست مطالب

مقدمه

۲.....	نکات ایمنی و طرز نگهداری سندلی
۵.....	معرفی اجزای سندلی
۸.....	توضیح برنامه‌های ماساژ و تاثیرات آنها
۱۱.....	طرز کار دستگاه
۱۲.....	مشخصات سندلی ماساژور

نکات ایمنی

- از تماس کودکان با اجزاء متحرک صندلی جلوگیری کنید
- از منبع برق مطمئن و مناسب استفاده کنید
- پس از اتمام ماساژ و پیش از نظافت صندلی دو شاخه را از پریز برق خارج نمایید تا باعث آسیب به صندلی نگردد
- لطفاً بر طبق دستورات این دفترچه راهنما از صندلی استفاده نمایید
- از افزودن هر گونه شی اضافی به صندلی خودداری نمایید
- از صندلی ماساژور در هوای آزاد استفاده نکنید
- پیش از کار با صندلی دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید
- هر گونه استفاده از صندلی که در این دفترچه ذکر نگردیده مجاز نمی باشد
- بهتر است هر بار ۱۵ دقیقه از صندلی ماساژور استفاده کنید
- لطفاً چنانچه روکش صندلی آسیب دیده از آن استفاده نکنید
- چنانچه سوراخ رادیاتور صندلی مسدود شده باشد از آن استفاده نکنید
- از برخورد اجسام سنگین با صندلی جلوگیری نمایید
- در صورت خواب آلوده بودن از صندلی استفاده ننمایید
- چنانچه حال عمومی خوبی ندارید و یا در هوشیاری کامل نیستید از صندلی ماساژ استفاده نکنید
- تا یک ساعت پس از صرف غذا از صندلی استفاده ننمایید
- شدت ماساژ را در درجات خیلی بالا تنظیم نکنید تا از صدمات احتمالی جلوگیری نمایید

محیط استفاده از صندلی

- صندلی را در محیطهای با دمای بالا یا هوای بسیار مرطوب مانند حمام قرار ندهید
- در صورت بروز تغییرات ناگهانی جوی از صندلی استفاده نکنید
- در محیطهای پر گرد و خاک از صندلی استفاده ننمایید
- از نصب صندلی در فضا های کوچک که دارای تهویه مناسب نیستند اجتناب نمایید

افرادی که مجاز به استفاده از صندلیهای ماساژور نیستند

- افراد مبتلا به استنوز پروز
- افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا افراد دارای پروتزهای الکتریکی
- افرادی که قلب ایشان با باتری کار می کند
- افراد دارای تب
- خانمها در دوران بارداری و یا قاعدگی
- افراد مصدوم و یا مبتلا به بیماری های پوستی
- کودکان زیر ۱۲ سال یا افرادی که قادر به کنترل صندلی نیستند
- بیماران با دستور استراحت مطلق از طرف پزشک یا افراد با اختلال حال عمومی
- افراد با بدن خیس (پس از شنا و غیره ...)
- افراد با حساسیت بیش از حد به گرما

نکات مهم

- ولتاژ برق مناسب برای دستگاه و برق مصرفی خود را با هم مطابقت دهید
- هرگز با دست خیس دو شاخه برق صندلی را از پریز جدا نسازید
- از خیس شدن صندلی و نفوذ آب به داخل آن جهت جلوگیری از شوک الکتریکی و آسیب دستگاه خودداری کنید
- از آسیب دیدن سیمهای صندلی جلوگیری نموده و هرگز مدارهای این صندلی را تغییر ندهید
- هرگز از پارچه خیس برای نظافت دکمه ها و کلید های دستگاه استفاده نکنید
- در هنگام قطع برق از صندلی فاصله بگیرید تا از صدمات احتمالی در صورت اتصال ناگهانی برق جلوگیری نمایید
- در صورت مشاهده هر نوع کارکرد غیر معمولی صندلی دیگر از آن استفاده نکنید و با نزدیکترین شعبه نمایندگی تماس بگیرید
- در صورت بروز هر گونه احساس نامطلوب به هنگام استفاده از صندلی، با پزشک معالج خود مشورت کنید

نگهداری از دستگاه

- هر گونه دستکاری و تعمیر دستگاه می بایست توسط متخصصان مربوط انجام گیرد و مصرف کنندگان می بایست از هر گونه دستکاری صندلی خودداری نمایند
- پس از اتمام کار با دستگاه حتما پریرز آن را از برق خارج نمایید
- چنانچه دو شاخه های پریرز شل شده باشد از صندلی استفاده نکنید
- چنانچه برای مدت طولانی نمی خواهید از صندلی استفاده کنید لطفا سیم آن را جمع نمایید و صندلی را در مکان خشک و عاری از گرد و غبار قرار دهید
- از قرار دادن صندلی در دمای بالا، نزدیک شعله آتش و در معرض نور مستقیم خورشید خودداری نمایید
- برای نظافت صندلی از پارچه خشک استفاده نموده و هرگز از تیتر، بنزین یا الکل استفاده ننمایید
- تمامی اجزا، مکانیکی این صندلی به صورت اختصاصی برای این صندلی طراحی و ساخته است و نیاز به هیچگونه دستکاری و سرویس ندارد
- از کشیدن یا هل دادن صندلی روی سطوح ناهموار خودداری نمایید. برای حمل و نقل دستگاه ابتدا می بایست آنرا بلند کنید
- بهتر است با فاصله زمانی از صندلی استفاده شود تا صندلی به صورت مداوم و برای مدت طولانی کار نکند

راهکارهای ساده برای اشکالات احتمالی

- صدای موتور در حین ماساژ ناشی از حرکت مراکز ارانه ماساژ است
- چنانچه کنترل صندلی کار نمی کند ابتدا از اتصال صحیح و محکم پریرز و دو شاخه آن اطمینان حاصل نمایید و سپس دکمه روشن/خاموش را کنترل نمایید
- چنانچه زمان تنظیم شده ماساژ پایان یابد، صندلی به طور اتوماتیک خاموش می شود و چنانچه از صندلی به مدت طولانی استفاده شده باشد محافظ دمای سیستم صندلی را خاموش می کند و پس از نیم ساعت می توانید مجدد از صندلی استفاده کنید

نام اجزاء مختلف مندلی

اجزای مندلی :

۱. بالش قابل جداسازی

۲. کنترل

۳. کوسن نشیمن قابل جداسازی

۴. جایگاه ساق پا

۵. کوسن پشت قابل جداسازی

۶. دسته مندلی

۷. محافظ پشت

۸. محل تهویه



۹. جایگاه کنترل

۱۰. دکمه خاموش / روشن

۱۱. جعبه فیوز

۱۲. چرخهای مندلی

۱۳. سیم و دوشاخه برق



کارکرد اجزاء مختلف مندلی

- این مندلی مجهز به مکانیزم ماساژ الکترونیکی چهار چرخه بی صدا است که قابلیت حرکت به سمت بالا و پایین در پشت آن را دارا می باشد
- این مدل مندلی ماساژور برای ارائه پنج تکنیک مختلف ماساژ با ناهای : ماساژ پرس ، ماساژ مالشی ، ماساژ ضربه ای سبک ، ماساژ ضربه ای سنگین و ماساژ ترکیبی مالشی و ضربه ای طراحی گشته است
- صفحه نمایشگر با نور آبی رنگ نشان دهنده انواع برنامه های ماساژ و عملکرد در حالت های مختلف ، زمان سپری شده ماساژ، سرعت ماساژ ، شدت ماساژ ، پهنای محدوده گوی ماساژ ، محل انجام ماساژ و .. می باشد . نور پشت زمینه صفحه نمایشگر تا یک دقیقه پس از خاموش کردن دستگاه روشن می ماند
- در این مدل مندلی دو حالت دستی و اتوماتیک برای قسمت بالاتنه طراحی شده است
- در حالت تنظیم اتوماتیک، این مندلی شامل سه نوع برنامه اتوماتیک متغیر، که ترکیبی از انواع ماساژ است می باشد این سه برنامه عبارتند از : کل بدن ، شانه و گردن ، پشت و کمر در حالت تنظیم دستی سه حالت ماساژ کل بدن ، محدوده ی خاصی از بدن و یا ماساژ موضعی را دارا می باشد در ماساژ موضعی گوی های ماساژ می توانند به بالا و پایین حرکت کنند هر برنامه ماساژ قابلیت افزایش تا پنج درجه سرعت را دارد . عرض میان دو گوی ماساژ قابلیت تنظیم در سه سطح را دارد : پهن ، متوسط و باریک
- در ماساژ های ضربه ای ، پرس و یا ضربه ای قوی
- این مدل مندلی با ۱۱ کیسه هوا با چهار حالت افزایش فشار و دو حالت افزایش قدرت تجهیز شده طراحی شده با قابلیت کششی ساق پا
- محل قرارگیری پا می تواند به صورت جداگانه و یا به صورت همزمان همراه با پشتی مندلی بالا و پایین برود و به صورت اتوماتیک زمانی که دستگاه خاموش می شود به حالت اولیه برمی گردد
- پس از روشن کردن ، دستگاه به صورت اتوماتیک جایگاه شانه های بدن شما را شناسایی و تنظیم می کند
- پس از خاموش کردن دستگاه گوی های ماساژ به حالت اولیه برمی گردد
- حرکت تمامی قسمتهای مندلی به صورت تمام برقی و اتوماتیک است. حرکت پشتی و جایگاه مخصوص پا از حالت کاملاً نشسته تا خوابیده به صورت همزمان یا جداگانه و بازگشت زوایای انتخاب شده به حالت اولیه به صورت اتوماتیک و دستی امکانپذیر می باشد
- با خاموش کردن مندلی، ماساژ متوقف می شود

تأثیرات این سندلی :

رفع خستگی
بهبود گردش خون
بر طرف نمودن خستگی های عضلانی
کاهش دردها با منشا، عصبی
کاهش دردهای ماهیچه ای

طرز کار استفاده از دستگاه

دکمه پاور (روشن / خاموش)

۱ . برای آغاز کردن یا پایان دادن ماساژ بالاتنه

۲ . هنگامیکه ماساژ بالاتنه را آغاز می کنید مراکز اعمال ماساژ در قسمت پشتی سندلی

به سمت پایین حرکت می کنند تا به تناسب محل قرارگیری شانه های شما ماساژ را ارائه نمایند

تنظیم دقیق تر محل شانه ها به منظور افزایش کیفیت ماساژ

از آنجا که جثه بدنی افراد با هم تفاوت دارد شما می توانید با استفاده از دو دکمه بالا سویه و پایین

سویه محل ارائه ماساژ شانه ها را به صورت اختصاصی برای خودتان تنظیم نمایید . تنظیم محل دقیق

شانه ها را در پنج اندازه مختلف که در مانیتور نیز روشن و خاموش می شوند می توانید انجام دهید

↓: تنظیم محل ارائه ماساژ شانه به تناسب جثه بدنی هر شخص

↑: تنظیم محل ارائه ماساژ شانه به تناسب جثه بدنی هر شخص

ماساژ اتوماتیک

با فشار دادن هر یک از دکمه های موجود در قسمت اتوماتیک ماساژ به صورت اتوماتیک ارائه می گردد

UPPER BODY ارائه تکنیکهای مختلف ماساژ اتوماتیک در تمامی قسمتهای بالاتنه
NECK SHOULDER ارائه ماساژ اتوماتیک بالاتنه با تاکید بر دو ناحیه گردن و شانه ها
BACK WAIST ارائه ماساژ اتوماتیک بالاتنه با تاکید بر ناحیه کمر و پشت

ماساژ با تنظیم دستی

با فشردن هر یک از دکمه های موجود در بخش ماساژ با تنظیم دستی صندلی به صورت اتوماتیک وارد برنامه انتخابی شما می گردد

KNEAD ماساژ مالشی که عضلات منقبض شده و دردناک بدن را شل می کند



FLAP ماساژ ضربه ای سبک که تاثیر آن حتی در عمق بافتهای عضلانی خواهد بود



KNEAD & FLAP ماساژ درمانی ترکیبی (مالشی - ضربه ای) برای شل کردن و استراحت



عضلات

PRESS پرس برای رفع خستگی عضلات و دردهای ناشی از گرفتگیهای عضلانی



KNOCK ماساژ ضربه ای قوی برای بهبود گردش خون در بدن و افزایش انعطاف پذیری



پوست

BACK STRETCHING برای انتخاب ماساژ در سه حالت کل پشت بدن ، بخش محدودی



از پشت و موضعی

بالا بردن موضع اعمال ماساژ به طور دلخواه که در برنامه های اتوماتیک فعال نیست



پایین آوردن موضع اعمال ماساژ به طور دلخواه که در برنامه های اتوماتیک فعال نیست



SPEED سرعت و ریتم ارانه ماساژ در ۵ درجه قابل تنظیم می باشد



WHDTH تنظیم فاصله عرضی دو مرکز ارانه ماساژ پشت در سه ماساژ پرس،



ضربه ای سبک و سنگین

ماساژ پنوماتیک پایین تنه (ماساژ با کیسه های هوا)

AIRBAG ماساژ پنوماتیک پایین تنه

MODE چهار حالت مختلف ماساژ پنوماتیک پایین تنه

INTENSITY درجات مختلف شدتی برای ماساژ پنوماتیک پایین تنه

ARTHROSIS TRACTION ماساژ مفصل زیر زانو (باز شدن زاویه زانو - ساق)

تنظیم اتوماتیک پشتی و جایگاه پا در مندلی ماساژور

با فشردن این دکمه جایگاه قرار گیری پا را بالا می برید



با فشردن این دکمه جایگاه قرار گیری پا را پایین می آورید



با فشردن این دکمه جایگاه قرار گیری پا را پایین آورده و پشتی را بالا می برید




با فشردن این دکمه جایگاه قرار گیری پا بالا آمده و پشتی پایین می آید



نصب و استفاده از کنترل

۱. ابتدا جای کنترل را به صندلی وصل نموده
۲. جای کنترل قابلیت حرکت در محور افقی را دارد
۳. جای کنترل قابلیت چرخشی به صورت عمودی را دارد



اتصال یا جداسازی بالشت زیر سر و کوسن پشت

- توصیه می شود بالشت زیر سر و کوسن پشت را در هنگام ماساژ به صندلی متصل نمایید تا از شدت ماساژ مالشی در ناحیه گردن و شانه ها کاسته شود. البته چنانچه تمایل داشته باشید بدون اتصال این دو روکش نیز می توانید از ماساژ های صندلی استفاده کنید

۱. زیپ برای اتصال کوسن پشت صندلی

۲. چسب برای اتصال بالشت زیر سر به کوسن پشت



مشخصات مندلی

مدل : SL- A11

220 -240 V 50 HZ/60 HZ

قدرت برقی : 180 W

زمان کارکرد : ۱۵ دقیقه